

Вес, жир тела, гидратация, мышечная масса, ИМТ (индекс массы тела), интенсивность метаболизма, костная масса, висцеральный жир, метаболический возраст

Это устройство использует технологию биоэлектрического импеданса для оценки состава тела, в частности количества жира в теле.

Эта технология определяет электрический импеданс или сопротивление потоку электрического тока через ткани тела, который затем можно использовать для оценки общей массы тела, безжировой массы тела и, в зависимости от общей массы тела, жира в организме.

- 27 x 80 мм светодиодный экран
- Единица измерения: Кг. / Фунты
- Размер: 260 x 260 x 27 мм.
- Максимальный диапазон: 150 кг / 330 фунтов
- Минимальный диапазон: 5 кг / 11 фунтов
- Точность измерения массы: 100 г.
- Точность: масса мышц, плотность кости 0,1 кг, жир тела, гидратация 0,1%
- Возраст использования: 10 лет и более
- Рост использования: 100 - 220 см
- Рабочий диапазон влажности: 20 - 90%
- Диапазон температур хранения: -10 - 50 C°
- Батареи: 3 батареи AAA (входят в комплект)

#### Установка батарей

Откройте аккумуляторный отсек в нижней части корпуса весов и вставьте прилагаемые батареи соблюдая полярность. Пожалуйста, замените батареи, когда увидите индикатор "LO".

#### Автоматическое завершение работы

Устройство автоматически отключится через 10 секунд после последнего использования.

Если максимальная нагрузка превышена на 2,5 кг, устройство автоматически отключится.

Если анализ жира в организме неправильный, продукт автоматически отключится.

#### Хранение

Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур и влажности.

❗ Перед использованием весов NOERDEN проверьте совместимость телефона.



Сканируйте QR-код для загрузки приложения NOERDEN



50 кг: ± 300 г.      100 кг: ± 400 г.      150 кг: ± 500 г.  
110 фун.: ± 0,66 фун.    220 фун.: ± 0,88 фун.    330 фун.: ± 1,1 фун.

#### Шаг 1. Загрузите приложение NOERDEN

I. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к Интернету, чтобы загрузить приложение NOERDEN.

II. Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение или выполните поиск NOERDEN LIFE в AppStore или GooglePlay.

III. Загрузите и установите приложение NOERDEN, следуя инструкциям.

IV. Как только приложение NOERDEN будет установлено, Вы сможете начать использовать продукт.

#### Шаг 2. Как использовать приложение NOERDEN

I. Откройте приложение NOERDEN

II. Выполните регистрацию, заполнив необходимую информацию.

III. Включите Bluetooth вашего телефона и добавьте новое устройство в приложение. Взвешивайтесь без обуви и носков. Убедитесь, что ваша кожа касается 4 датчиков, затем нажмите «Начать анализ тела» в приложении. Когда на экране отобразится "8888" или "----", все ваши данные отобразятся в приложении NOERDEN.

IV Если вы будете взвешиваться в носках или обуви, будет отображаться только масса тела.

#### Шаг 3. Как проверить предыдущие точки данных

I. На главной странице нажмите на любой из 9 параметров и подробная информация отобразится. Пример: график истории массы вашего тела

II. Появятся самые последние данные о составе тела.

Модель

Дата покупки

Место покупки

ФИО клиента

Телефон

Адрес

# Вопросы?

Свяжитесь с нами по электронной почте:

Посетите наш сайт

и наши социальные сети:



NOERDEN



NOERDENLife



NOERDEN LIFE



NOERDEN LIFE



В: Почему мои весы не работают? / Почему мои весы не показывают ничего?

О: Пожалуйста, убедитесь, что вся упаковка была удалена, батареи установлены правильно и имеют достаточный заряд (не горит индикатор "LO")

В: Почему экран показывает "LO", когда я включаю весы?

О: Батареи разряжены, замените их.

В: Почему результаты различаются в зависимости от времени и места?

О: Состав тела изменяется постоянно и может незначительно отличаться в разное время. Убедитесь, что вы проводите измерения в тех же условиях для получения точных результатов. Помните, что необходимо размещать весы на твердой, плоской поверхности.

В: Почему на экране отображается «ERR»??

О: Пожалуйста, сбросьте весы, вынув и вставив те же самые батареи. Не наступайте на весы до того, как на экране появится "0.0"

В: Почему на экране отображается «ERR2»??

О: Убедитесь, что параметры, установленные в приложении (кг, фунты), правильные и что ваши ноги правильно касаются датчиков.

В: Почему мой жир и уровень гидратации меняются, когда я взвешиваюсь в разное время?

О: Весы работают на принципе анализа биоэлектрического импеданса. Если физическое состояние пользователя изменяется (например, болезнь, потение, переедание), измерения будут соответственно отличаться.

- Не рекомендуется использование людьми с кардиостимуляторами или другими внутренними медицинскими устройствами.

- Результаты приведены только для справки. Не используйте их в качестве основы для ваших диетического и фитнес-распорядка.

- Не используйте на скользком полу.
- Не прыгайте на весы и не ставьте обе ноги в центр весов.
- Не позволяйте детям играть с весами, чтобы избежать травм.
- Вставляйте батареи соблюдая полярность; регулярно меняйте батареи.

- Пожалуйста, вытрите ноги перед использованием.
- Пожалуйста, очистите ноги перед использованием.
- Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, проводите измерения в одно и то же время каждый день.
- Пожалуйста, не используйте весы после интенсивных упражнений.
- Не разбирайте весы самостоятельно.
- Пожалуйста, не позволяйте весам вступать в контакт с водой.
- Пожалуйста, не используйте горячую воду и едкие моющие средства для очистки весов.
- Пожалуйста, используйте весы на плоской, твердой поверхности.
- Не рекомендуется использование беременными женщинами.

# Инструкция по эксплуатации

Умные весы NOERDEN



Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение или выполните поиск NOERDEN LIFE в AppStore или GooglePlay

noerden